

## BALANZA BELLTRONIC 10000G



### Balanza Belltronic

- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Función principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max : 6000g a 30000g (30kg)
- Legibilidad :1g
- Peso Bruto : 6 kg

**SKU:** B-01-02-04-0303 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-02-04-0301	B-01-02-04-0302	B-01-02-04-0303	B-01-02-04-0304	B-01-02-04-0305	B-01-02-04-0306
Modelo	XU6000C	XU8000C	XU10000C	XU15000C	XU20000C	XU30000C
Capacidad Max (g)	6000g	8000g	10000g (10kg)	15000g (15kg)	20000g (20kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	1g					
Tamaño del Platillo (mm)	310×220mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	110v/220V; Opcional: batería recargable					
Dimensión del esquema (cm)	32×30×35					
Tamaño de embalaje (cm)	38×22×25					
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Opcional	RS232 ,batería recargable.					
Peso Bruto (kg)	6					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO