

BALANZA BELLTRONIC 100G



Balanza Belltronic

- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Energía : 220V/110v
- Unidades : g, ct, oz, lb, x, %, pcs
- Capacidad Max : 60g a 500g
- Legibilidad: 0,001g /1mg
- Peso Bruto (kg): 3

SKU: B-01-02-02-0202 | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Modelo | XU6030 | XU10030 | XU20030 | XU30030 | XU50030 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código del producto | B-01-02-02-0201 | B-01-02-02-0202 | B-01-02-02-0203 | B-01-02-02-0204 | B-01-02-02-0205 |
| Capacidad Max (g) | 60g | 100g | 200g | 300g | 500g |
| Legibilidad (g) | 0.001g | | | | |
| Tamaño del Platillo (mm) | Φ80 | | | | |
| Pantalla | LCD(luz blanca de fondo) | | | | |
| E / S | RS232 | | | | |
| Energía | 220V/110v | | | | |
| Unidades | g, ct, oz, lb, x, %, pcs | | | | |
| Estándar | Protector de vidrio contra el viento, peso, RS232, caja de batería | | | | |
| Funciones | Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje, impresión | | | | |
| Dimensión Externa (cm) | 30×19×25 | | | | |
| Tamaño del Empaque | 33×29×25 | | | | |
| Peso Bruto (kg) | 3 | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO