

## BALANZA BELLTRONIC 300G



### Balanza Belltronic

- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Energía : 220V/110v
- Unidades : g, ct, oz, lb, x, %, pcs
- Capacidad Max : 60g a 500g
- Legibilidad: 0,001g /1mg
- Peso Bruto (kg): 3

**SKU:** B-01-02-02-0204 | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU6030	XU10030	XU20030	XU30030	XU50030
Código del producto	B-01-02-02-0201	B-01-02-02-0202	B-01-02-02-0203	B-01-02-02-0204	B-01-02-02-0205
Capacidad Max (g)	60g	100g	200g	300g	500g
Legibilidad (g)	0.001g				
Tamaño del Platillo (mm)	Φ80				
Pantalla	LCD(luz blanca de fondo)				
E / S	RS232				
Energía	220V/110v				
Unidades	g, ct, oz, lb, x, %, pcs				
Estándar	Protector de vidrio contra el viento, peso, RS232, caja de batería				
Funciones	Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje, impresión				
Dimensión Externa (cm)	30×19×25				
Tamaño del Empaque	33×29×25				
Peso Bruto (kg)	3				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO