

## BALANZA BELLTRONIC DE CELDA DE CARGA 500G



### Balanza Belltronic de Celda de Carga

- La Balanza de Celda de Carga , se caracteriza por una precisión de 1mg , y una capacidad de 60g a 500g, con una interfaz RS232, y un protector de vidrio contra el viento para así asegurar que la lectura sea mas estable, y de mayor rendimiento
- Capacidad Max : 60g a 500g
- Legibilidad : (0.001g / 1mg)
- Peso Bruto : 6 kg

**SKU:** B-01-02-02-0305 | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU603HI	XU1003HI	XU2003HI	XU3003HI	XU5003HI
Código del producto	B-01-02-02-0301	B-01-02-02-0302	B-01-02-02-0303	B-01-02-02-0304	B-01-02-02-0305
Capacidad Max (g)	60g	100g	200g	300g	500g
Legibilidad (g/mg)	0.001g (1mg)				
Tamaño del platillo (mm)	Φ80				
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)				
E / S	RS232				
Energía	220V/110V				
Unidad	g, ct, oz, lb, x, %, piezas				
Dimensión del esquema (cm)	35×21×36				
Tamaño de embalaje (cm)	42×32×44				
Función principal	Transformación de unidades, conteo, porcentaje, impresión				
Estándar	RS232, Peso				
Opcional	Impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica), gancho para peso inferior				
Peso Bruto (kg)	6				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO