

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 2000G



### Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Capacidad Max : 1000g a 3000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto (kg) : 3

**SKU:** B-01-02-03-0202 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-02-03-0201	B-01-02-03-0202	B-01-02-03-0203
Modelo	XU10002NG	XU20002NG	XU30002NG
Capacidad Max (g)	1000g	2000g	3000g
Legibilidad (g)	0.01g		
Tamaño del Platillo (mm)	Φ160mm		
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)		
Energía	110V / 220V; Batería secas; Opcional: batería recargable		
Unidades	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs		
Dimensión del Esquema (cm)	30×19×10		
Tamaño del Empaque(cm)	33×28×15		
Estándar	Interfaz RS232, caja de batería seca, peso		
Opcional	Gancho para peso inferior, batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica)		
Peso Bruto (kg)	3		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO