

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 2000G



### Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Capacidad Max : 1000g a 3000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto (kg) : 3

**SKU:** B-01-02-03-0202 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

| Código del Producto        | B-01-02-03-0201   | B-01-02-03-0202 | B-01-02-03-0203 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Modelo                     | XU10002NG   | XU20002NG       | XU30002NG       |
| Capacidad Max (g)          | 1000g   | 2000g           | 3000g           |
| Legibilidad (g)            | 0.01g   |                 |                 |
| Tamaño del Platillo (mm)   | Φ160mm  |                 |                 |
| Pantalla                   | LCD (luz blanca de fondo)   |                 |                 |
| Energía                    | 110V / 220V; Batería secas; Opcional: batería recargable  |                 |                 |
| Unidades                   | g, ct, oz, lb, GN, %, pcs   |                 |                 |
| Dimensión del Esquema (cm) | 30×19×10  |                 |                 |
| Tamaño del Empaque(cm)     | 33×28×15  |                 |                 |
| Estándar                   | Interfaz RS232, caja de batería seca, peso  |                 |                 |
| Opcional                   | Gancho para peso inferior, batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica) |                 |                 |
| Peso Bruto (kg)            | 3   |                 |                 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO