

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 1000G A 6000G X1G (COPIA)



### Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Tamaño del Platillo :  $\Phi 160\text{mm}$
- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Función principal Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max :1000g a 6000g
- Legibilidad : 1g
- Peso Bruto : 3 kg

**SKU:** B-01-02-04-0501 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

	XU1000NG	XU2000NG	XU3000NG	XU5000NG	XU6000NG
Modelo	XU1000NG	XU2000NG	XU3000NG	XU5000NG	XU6000NG
Código de Producto	B-01-02-04-0501	B-01-02-04-0502	B-01-02-04-0503	B-01-02-04-0504	B-01-02-04-0505
Capacidad Max (g)	1000g	2000g	3000g	5000g	6000g
Legibilidad (g)	1g				
Tamaño del Platillo (mm)	φ160mm				
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo) 110v/220V; batería seca;				
Energía	Opcional: batería recargable				
Dimensión del esquema (cm)	30×19×10				
Tamaño de embalaje (cm)	32×28×15				
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje				
Estándar	RS232, caja de batería seca				
Opcional	Batería recargable, gancho para peso inferior				
Peso Bruto (kg)	3				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO