

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 1000G



### Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Capacidad Max : 100g a 3000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto : 2 kg

**SKU:** B-01-02-03-0506 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU1002L	XU2002L	XU3002L	XU5002L	XU6002L	XU10002L	XU20002L	XU30002L
Código del producto	B-01-02-03-0501	B-01-02-03-0502	B-01-02-03-0503	B-01-02-03-0504	B-01-02-03-0505	B-01-02-03-0506	B-01-02-03-0507	B-01-02-03-0508
Capacidad Max. (g)	100g	200g	300g	500g	600g	1000g	2000g	3000g
Legibilidad (g)	0.01g							
Tamaño del platillo (mm)	Φ130mm							
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)							
Energía	220V/110V; Opcional: batería recargable							
Unidades	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs							
Dimensión del esquema (cm)	25×18×8							
Tamaño de embalaje (cm)	22×12×28							
Estándar	Manual de instrucciones Batería recargable, Protector de vidrio contra el viento							
Opcional	, gancho para peso inferior , interfaz RS232							
Peso Bruto (kg)	2							

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO