

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 8000G



Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable
- Tamaño del Platillo (mm) :  $\Phi 160$
- Función principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max : 2000g a 10000g
- Legibilidad : 1g
- Peso Bruto : 4 kg

**SKU:** B-01-02-04-0405 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU2000LG	XU3000LG	XU5000LG	XU6000LG	XU8000LG	XU10000LG
Código de Producto	B-01-02-04-0401	B-01-02-04-0402	B-01-02-04-0403	B-01-02-04-0404	B-01-02-04-0405	B-01-02-04-0406
Capacidad Max (g)	2000g	3000g	5000g	6000g	8000g	10000g (10kg)
Legibilidad (g)	1g					
Tamaño del Platillo (mm)	Φ160mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	110v/220V; Opcional: batería recargable					
Dimensión del esquema (cm)	25×18×8					
Tamaño de embalaje (cm)	33×28×15					
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Estándar	Manual de instrucciones					
Opcional	Interfaz RS232; batería recargable; gancho para peso inferior					
Peso Bruto (kg)	4					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso Bruto (kg)

[4](#)

COTECNO