

## BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 20000G



Balanza con Celda de Carga Belltronic

- Tamaño del Platillo (mm) : 255×190
- Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable
- Función principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max : 6000g a 30000g (30kg)
- Legibilidad : 1g
- Peso Bruto : 4 kg

**SKU:** B-01-02-04-0205 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-02-04-0201	B-01-02-04-0202	B-01-02-04-0203	B-01-02-04-0204	B-01-02-04-0205	B-01-02-04-0206
Modelo	XU6000Y	XU8000Y	XU10000Y	XU15000Y	XU20000Y	XU30000Y
Capacidad Max (g)	6000g	8000g	10000g (10kg)	15000g (15kg)	20000g (20kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	1g					
Tamaño del Platillo (mm)	255×190mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo) / Opcional: pantalla doble					
Energía	110v/220V; Opcional: batería recargable					
Dimensión del esquema (cm)	32×26×11					
Tamaño de embalaje (cm)	35×29×16					
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Interfaz	RS232					
Opcional	Gancho para peso inferior, batería recargable, pantalla doble, impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica)					
Peso Bruto (kg)	4					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO