

## BALANZA CON CINTA MÉTRICA MONTADA EN LA PARED



Fijación sencilla en la pared con solo un tornillo.  
Con la ventana de visualización en la cabeza, es fácil leer la altura.  
La cinta duradera está hecha de metal.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic WMT-200

Características:

- Fijación sencilla en la pared con solo un tornillo.
- Con la ventana de visualización en la cabeza, es fácil leer la altura.
- La cinta duradera está hecha de metal.

Especificaciones:

- Rango de medición: 0 - 200 cm / 0 - 78 in.
- Graduación: 1mm / 1 / 8in.
- Dimensiones: 4.9in An x 4.9in Al x 6.8in D.
- Peso: 0.4 lbs.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO