

## BALANZA CON ESCALA COLGANTE PORTÁTIL



- Tamaño del producto: 87.5X67X196.7mm.
- Función de encendido / apagado.
- Auto Retención para mantener la lectura después del pesaje.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic OCS-3

#### Especificaciones

- Capacidad:
- 20000g (20kg) / 20g,
- 50000g (50kg) / 50g,
- 100000 (100kg) / 50g
- Tamaño del producto: 87.5X67X196.7mm.
- Función de encendido / apagado.
- Auto Retención para mantener la lectura después del pesaje.
- Tara/Cero presentado.
- Conteo de piezas.
- Con cinta métrica.
- Unidades: kg.
- LCD: 38X25mm.
- Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas) o adaptador (no suministrado).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO