

## BALANZA CON ESCALA COLGANTE PORTÁTIL



- Capacidad / Graduación: 60kg/0.02kg; 100kg/0.05kg.
- Precisión de +/-0.15% de la capacidad total.
- Pantalla LCD grande con luz de fondo fácil de visualizar 45x26mm.
- Apagado automático después de 3 minutos de inactividad.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala Colgante Portátil

#### Balanza Belltronic OCS-1

##### Especificaciones:

- Unidades: kg, lb.
- Capacidad / Graduación:
- 60000g (60kg)/ 20g (0.02kg)
- 100000g (100kg)/ 50g (0.05kg)
- Precisión de +/-0.15% de la capacidad total.
- Pantalla LCD grande con luz de fondo fácil de visualizar 45x26mm.
- Apagado automático después de 3 minutos de inactividad.
- Carcasa ABS, 133x66x33mm sin gancho y aro.
- Gancho en S: acero inoxidable de 95mm, Ø 8mm.
- Aro de seguridad de metal: 90mm, Ø 8,6mm.
- Potencia: 2 baterías AAA.
- Escala con Embalaje: 600g.

##### Características:

- Mantenga presionado el botón de apagado durante 3 segundos para apagar la balanza.
- Mantenga presionado el botón MODE para seleccionar kg / lb.
- Función de Tara, Mantener, Pico.
- Retención automática y retención manual.
- Embalaje: caja 1pc/color, 24pcs/inner, 48pcs/cartón.
- Medidas.:Peso Bruto: 25kg.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO