

BALANZA CON ESCALA DE ALTA PRECISIÓN PARA BEBÉS



Liviana y portátil, la balanza para bebés y niños pequeños DBS ofrece una excelente relación calidad-precio y versatilidad para pediatras y otros proveedores de atención médica.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Alta Precisión para Bebés

Balanza Belltronic DBS-25D

La balanza con escala para bebe DBS-25D, liviana y portátil, la balanza para bebés y niños pequeños DBS ofrece una excelente relación calidad-precio y versatilidad para pediatras y otros proveedores de atención médica. Con una capacidad de 25 kg, esta balanza cuenta con la flexibilidad para pesar desde bebés recién nacidos hasta niños pequeños en el mismo dispositivo. La DBS presenta una puesta en marcha rápida y una operación fácil, por lo que se necesita una capacitación mínima. La cuna ergonómica inteligentemente diseñada proporciona un soporte cómodo para bebés y bloqueos de forma segura en su lugar. La cuna se quita fácilmente para revelar una estera de goma antideslizante debajo, lo que simplifica la tarea de pesar a los niños pequeños.

Características estándar:

- Capacidad: 25000g (25kg) x 5g.
- Conveniente tecla de palanca lb/kg.
- Cero / tara.
- Función de apagado automático para ahorrar energía.
- Gran pantalla LCD de 30 mm.
- La pantalla se puede colocar en el escritorio o fijar en la pared para facilitar la lectura.
- Se puede quitar la base para pesar a los niños sobre la estera de goma antideslizante.
- Operación sencilla y fácil de usar.
- Indicación de carga baja.
- 2 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA (opcional).
- También es ideal para clínicas veterinarias.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO