

BALANZA CON ESCALA DE CALENDARIO PERPETUO



Equipado con una celda de carga de "alta tensión".
Plataforma de vidrio templado de la placa de seguridad.
Capacidad: 150kg/330lb/24st.
División: 100g/0.2lb.
Unidad: KG/LB/ST.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Calendario Perpetuo

Balanza Belltronic TM-PC

1. Equipado con una celda de carga de "alta tensión".
2. Plataforma de vidrio templado de la placa de seguridad.
3. Capacidad: 150kg/330lb/24st.
4. División: 100g/0.2lb.
5. Unidad: KG/LB/ST.
6. Pantalla LCD: 122×80mm.
7. Interruptor de botón.
8. Reinicio a cero automático.
9. Indicador de sobrecarga.
10. Indicador de batería baja.
11. Operación de 4 botones (en la base de la balanza).
12. Potencia: 3 pilas AAA.
13. Tamaño del producto: 324×170×27mm.
14. Función de poner en el escritorio, con fecha, hora, alarma, cuenta regresiva y de temperatura.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO