

BALANZA CON ESCALA DE CONTROL DE PORCIÓN



La plataforma y el bisel de acero inoxidable simplifican la tarea de desinfección y limpieza posterior al uso

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Comidas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Control de Porción

Balanza Belltronic MS

La esfera giratoria con muesca de alineación permite un reinicio de cero rápido y fácil.

La plataforma y el bisel de acero inoxidable simplifican la tarea de desinfección y limpieza posterior al uso. El chasis de aluminio anodizado a prueba de óxido garantiza la durabilidad.

Tipo de escala: Propósito general.

Electrónico/Mecánica: mecánica.

Características estándar:

- Dial giratorio para facilitar la tara.
- La plataforma se puede usar como un mango.
- El chasis de aluminio anodizado a prueba de óxido no se corroerá ni flexionará.
- La plataforma y el bisel de acero inoxidable son fáciles de limpiar y sanitarios.
- Muesca de alineación para un reinicio de cero preciso y rápido.

Especificaciones Técnicas

Modelo	MS-1	MS-2	MS-10	MS-50	MS-16
Capacidad(lb/kg/oz)	32 oz/1kg	5 lb/2kg	25 lb/10kg	50lb	16oz
Legibilidad(oz/g)	0.25 oz/5g	0.5 oz/10g	4oz	4 oz	0.125oz
Tamaño de la Plataforma	6" x 4 3/4"/152 x 120 mm				
Dimensiones	6 5/8" x 6 1/2" x 8 5/8"/168mm(W) x 165mm(D) x 218mm(H)				
Cantidad del Cartón Maestro	6pcs				
Dimensiones del Cartón	645mm(W) x432mm(D) x 272mm(H)				
Peso del Cartón Maestro	18 lbs/8.7kg				
Contenedor 20'GP	2220pcs				
Contenedor 40'GP	4620pcs				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO