

BALANZA CON ESCALA DE ELEVACIÓN DE BARRIL



SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Transpaleta](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Elevación de Barril

Balanza Belltronic PT-AFD

- Capacidad: 300000g (300kg).
- Altura de elevación estándar: 700-1500mm.
- Rango de altura de elevación no estándar: menos de 4500 mm.
- Aplicación de la dimensión del cañón: 572x915mm.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO