

BALANZA CON ESCALA DE JOYERÍA & QUILATE



Puede ser cambiado de g a ct, con solo una tecla.

Carcasa con cubierta resistente como protección contra el polvo y la presión.

Peso ajustable y platillo de pesaje estándar.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic JS

Características Estándar:

- Unidades de pesaje (g,ct,gn).
- Operación simple y conveniente de 4 teclas.
- Puede ser cambiado de g a ct, con solo una tecla.
- Armazon de cubierta resistente como protección contra el polvo y la presión.
- Peso ajustable y platillo de pesaje estándar.

Especificaciones Técnicas

Numero de Modelo	JS-10	JS-20	JS-30
Capacidad (g)	10	20	30
Legibilidad (g)	0.001	0.001	0.001
Linealidad	0.002g	0.002g	0.002g
Temperatura de Funcionamiento	50°F a 104°F/10°C a 40°C		
Rango de Tara	A capacidad por sustracción		
Tiempo de estabilización	3 seg		
Modos de pesaje	g, ct, gn		
Capacidad de Sobre Rango	Capacidad de 9d plus		
Calibración	Calibración automática		
Pantalla	LCD (LCD con luz de fondo EL)		
Requerimientos de Energía	Adaptador de CA 110V, 220V 50/60 Hz (no incluido) o 4 baterías AA		
Tamaño de plataforma	18mm de diametro		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO