

## BALANZA CON ESCALA DE QUILATES Y JOYERÍAS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Densímetro o balanza para joyería, medición de quilates y oro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic EGA

### Especificaciones

- Celda de carga con protección mecánica;
- Capacidad / Graduación: 60g x 0.001g;
- Múltiples unidades de pesaje (g, ct, gn, dwt);
- Repetibilidad:  $\pm 2d$ ; Linealidad:  $\pm 2d$ ;
- Pantalla de luz de fondo; Con nivel de burbuja;
- Apagado automático; Calibración automática;
- Indicador de batería baja; Protección contra sobrecarga;
- Con gran plataforma: 60mm y gran primicia;
- Con pesas de calibración de 20 gy 50 g;
- 4 Baterías AAA (no incluidas);
- Con interfaz del adaptador DC6V-9V (no incluido);
- Dimensión: 128 \* 100 \* 60 mm;
- Escala con el peso de la caja de color : 520g
- Embalaje: 12pcs / interno, 24pcs / carton, G.W : 14.5kg  
Medidas : 49 \* 38 \* 35cm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO