

BALANZA CON ESCALA DE QUILATES



SKU: N / A | **Categorías:** [Densimetro o balanza para joyería, medición de quilates y oro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic EGY

La escala de quilates de la serie EGY es la respuesta de alta calidad al pesaje de precisión y ultra portabilidad. La serie EGY está fabricada con los más altos estándares de calidad y los modelos de Quilates son perfectos para pesar piedras finas. El EGY cuenta con patas ajustables, cubierta de protección de tiro con bisagras y los modelos Quilates vienen con peso de calibración y cuchara de gemas.

Características:

- La cubierta plegable protege la delicada superficie de pesaje.
- Gran pantalla LCD retroiluminada.
- Apagado automático programable y retroiluminación.
- Incluye adaptador AC, o utiliza cuatro baterías AAA para una máxima portabilidad.
- Viene con el peso de calibración y la bandeja de pesaje.
- Lee en ct, g, oz, ozt, dwt y gn.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto

Modelo	EGY-10	EGY-20	EGY-30	EGY-60	EGY-100
Capacidad (g)	10g	20g	30g	60g	100g
Legibilidad (g)	0.001g	0.001g	0.001g	0.002g	0.002g
Repetibilidad (desv estd) (g)	0.001g	0.001g	0.001g	0.002g	0.002g
Linealidad	0.002g	0.002g	0.002g	0.004g	0.004g
Temperatura de Operación	50°F a 104°F / 10°C a 40°C				
Rango Tara	A capacidad por sustracción				
Tiempo de Estabilización	3 seg				
Modos de Pesaje	ct, g, oz, ozt, dwt, y gn				
Calibración	Auto calibración				
Pantalla	LCD con Luz de Fondo				
Requerimientos de Alimentación de Energía	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o 4 Baterías AAA (no incluidas)				
Tamaño de la Plataforma	70mm				
Dimensiones (An x Al x Pr)	136mm x 96mm x 52mm				
Peso Neto	0.6 kg				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO