

## BALANZA CON ESCALA DE TOPE DE MESA



Capacidad máxima: 1000g/0.1g;2000g/0.1g;6000g/1g.

Unidades de peso: g,oz,dwt,ozs.

Plataforma de acero inoxidable: 150x150mm.

Temperatura de funcionamiento: 0~40c.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic KS

#### Especificaciones

- Capacidad (g):
  - 1000g/0.1g
  - 2000g/0.1g
  - 6000g/1g.
- Pantalla LCD con retroiluminación.
- Función de memoria.
- Función de conteo.
- Unidades de peso: g,oz,dwt,ozs.
- Plataforma de acero inoxidable: 150x150mm.
- Temperatura de funcionamiento: 0~40c.
- Luz de fondo azul.
- Función/Indicación de memoria.
- Función/Indicación de conteo.
- Indicación de batería baja.
- Cubierta/Contenedor con protección.
- Indicación de sobrecarga.
- Fuente de alimentación: 1 batería de 9V
- Fuente de alimentación: adaptador de CA.
- Apagado automático alrededor de 40 segundos si no hay operación.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO