

## BALANZA CON ESCALA DIGITAL CON POSAMANOS



Carcasa de metal robusto.  
Plataforma antideslizante.  
Pantalla LCD grande y clara.  
Teclado con código de color, sellado.  
Función de mantenimiento.  
Calibración externa.  
Rango de tara completo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic DHS-660

- \* Carcasa de metal robusto.
  - \* Plataforma antideslizante.
  - \* Pantalla LCD grande y clara.
  - \* Teclado con código de color, sellado.
  - \* Función de mantenimiento.
  - \* Calibración externa.
  - \* Rango de tara completo.
  - \* Protección de sobrecarga.
  - \* Batería recargable / fuente de alimentación (estándar).
  - \* Función de apagado automático.
  - \* Cambio de unidades - cambios LB / KG.
  - \* Interfaz RS-232.
  - \* Tecnología MotionLock: peso exacto incluso con un usuario inestable
- Opción: varilla telescópica de altura (600-2100 mm)

Especificaciones:

- \* Capacidad: 300kg / 660lbs
- \* Exactitud: 0.1kg / 0.2lbs
- \* Dimensiones: 650x630x1,260mm
- \* Plataforma: 620x620mm / 24.5"x24.5"
- \* Fuente de alimentación: AC 110/220V 50/60Hz, + 4 Baterías AA

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO