

BALANZA CON ESCALA DIGITAL PARA BEBÉS



El bebé puede colocarse en la balanza, retirarse rápidamente y luego recuperar su peso para hacer un gráfico presionando la tecla Recall

- Capacidad: 20 kg x 5 g (44 lb x 0.2 oz).
- Conveniente tecla de palanca lb / kg.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic DBS-20

En la balanza con escala digital para bebés DBS-20, incluso los bebés más activos pueden pesarse y medirse de forma precisa. El bebé puede colocarse en la balanza, retirarse rápidamente y luego recuperar su peso para hacer un gráfico presionando la tecla Recall. La balanza digital para bebé a baterías o alimentada con corriente alterna se puede colocar en cualquier lugar de la instalación. El DBS es elegante, extremadamente duradero y fácil de limpiar y mantener.

Características estándar:

- Capacidad: 20 kg x 5 g (44 lb x 0.2 oz).
- Conveniente tecla de palanca lb / kg.
- Cero / tara.
- Peso de bloqueo.
- Pantalla LCD grande y fácil de leer de 1".
- Cinta métrica incorporada 0 - 22.5 in (0 - 57 cm).
- Re-llamada para ver la última medición de peso.
- Cuatro pilas AA (no incluidas) o adaptador de CA (incluido).
- El apagado automático garantiza una batería de larga duración.
- Portátil para usar en cualquier lugar.
- Bandeja resistente a la punta grande.
- También es ideal para clínicas veterinarias.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO