

## BALANZA CON ESCALA DIGITAL PARA BEBÉS



Bandeja ergonómica con paredes laterales altas para el pesaje seguro de neonatos.  
Bandeja de plástico robusta.  
Para una limpieza fácil e higiénica.  
Diseño particularmente plano.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic DBS-20B

#### Características:

- Bandeja ergonómica con paredes laterales altas para el pesaje seguro de neonatos.
- Bandeja de plástico robusta.
- Para una limpieza fácil e higiénica.
- Diseño particularmente plano.
- Posicionamiento seguro y antideslizante con pies de goma.
- Operación simple y conveniente con 1 tecla.
- Función de retención automática de datos: cuando el valor de pesaje permanece sin cambios, el peso indicado en la pantalla se "congela" automáticamente por 10 seg. Esto deja suficiente tiempo para leer el peso en paz.

#### Datos técnicos:

- 20000g (20kg) x 10g (0.01kg)
- Pantalla LCD, altura del dígito 15 mm.
- Dimensiones de la bandeja AnxD 460x260 mm.
- Dimensiones totales AnxDxAI 560x350x88 mm.
- Baterías incluidas, 4 x 1,5V AA, tiempo de funcionamiento aprox. 200h.
- Peso Neto(kg) : 2 kg.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO