

BALANZA CON ESCALA DIGITAL PARA BEBÉS



Bandeja ergonómica con paredes laterales altas para el pesaje seguro de neonatos.
Bandeja de plástico robusta.
Para una limpieza fácil e higiénica.
Diseño particularmente plano.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic DBS-20B

Características:

- Bandeja ergonómica con paredes laterales altas para el pesaje seguro de neonatos.
- Bandeja de plástico robusta.
- Para una limpieza fácil e higiénica.
- Diseño particularmente plano.
- Posicionamiento seguro y antideslizante con pies de goma.
- Operación simple y conveniente con 1 tecla.
- Función de retención automática de datos: cuando el valor de pesaje permanece sin cambios, el peso indicado en la pantalla se "congela" automáticamente por 10 seg. Esto deja suficiente tiempo para leer el peso en paz.

Datos técnicos:

- 20000g (20kg) x 10g (0.01kg)
- Pantalla LCD, altura del dígito 15 mm.
- Dimensiones de la bandeja AnxD 460x260 mm.
- Dimensiones totales AnxDxAI 560x350x88 mm.
- Baterías incluidas, 4 x 1,5V AA, tiempo de funcionamiento aprox. 200h.
- Peso Neto(kg) : 2 kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO