

## BALANZA CON ESCALA MEDICA DIGITAL



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala Medica Digital

Balanza Belltronic EPS-250

Características estándar:

- 250 kg x 0.1 kg / 550 lb x 0.2 lb.
- Carcasa robusta de metal.
- Plataforma antideslizante.
- Pantalla grande y clara.
- Teclado con código de color, sellado.
- Función de detención.
- Calibración externa.
- Rango de tara completo.
- Protección de sobrecarga.
- Batería recargable / fuente de alimentación (estándar).
- Función de apagado automático.
- Cambio de unidades - cambios LB / KG
- Varilla de medición de altura telescópica (600-2100 mm)
- Interfaz RS-232 / puerto de dispositivo USB
- Opción: transmisión inalámbrica de datos Bluetooth / 360 °

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO