

BALANZA CON ESCALA PARA BAÑO



Equipado con un sensor de medición de alta precisión.

Pantalla LED grande de 1.5".

Capacidad: 150kg/330lb.

División: 100g/0.2lb.

Unidad disponible: KG, LB.

Interruptor de toque de pie.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic EB-501

1. Figura delgada y ligera en ABS.
2. Equipado con un sensor de medición de alta precisión.
3. Pantalla LED grande de 1.5".
4. Capacidad: 150kg/330lb.
5. División: 100g/0.2lb.
6. Unidad disponible: KG, LB.
7. Interruptor de toque de pie.
8. Cero automático y Apagado automático.
9. Indicador de baja potencia y sobrecarga.
10. Batería 1x9v (incluida).
11. Tamaño de escala: 300x280x38.5mm.
12. Tamaño de la caja de Color: 310x310x50mm.
13. Tamaño del cartón: 320x320x325mm, 6 unidades/ctn.
14. P.N.: 7,2kg P.B.: 8,2kg.
5048pcs/20', 10456pcs/40', 12250pcs/40HQ.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO