

## BALANZA CON ESCALA PARA BEBÉS



Capacidad: 44lb / 20kg.

Resolución: 0.5oz / 10g.

Pantalla: LCD de 0.6".

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala para Bebés

Balanza Belltronic DBS-20E

#### Características estándar:

- Capacidad: 20000g (20kg) / 44lb .
- Resolución: 10g / 0.5oz
- Pantalla: LCD de 0.6".
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios incluida.
- Conversión de LB/KG.
- Bloqueo LB/KG.
- Cero Fuera / Tare.
- Auto Cero.
- Apagado automático.
- Bandeja de plástico fácil de limpiar.
- Tamaño de la bandeja: 489mm (An) x 330mm (d) x 67mm (Al)
- Dimensión de envío: 550x400x160mm.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO