

BALANZA CON ESCALA PARA ENVÍOS



La balanza de parcela mide la fuerza y el peso del objeto mediante un transductor de presión de alta precisión, procesa los datos por micro computadoras y muestra los datos por el monitor LCD

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Parcelas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic PS

Perfecto para envío y recepción, depósito y uso industrial, las balanzas de envío digital vienen en diferentes modelos con capacidades que van desde 6 hasta 150 kilogramos). son la solución perfecta de bajo costo para sus necesidades de pesaje. La balanza de parcela PS mide la fuerza y el peso del objeto mediante un transductor de presión de alta precisión, procesa los datos por micro computadoras y muestra los datos por el pantalla LCD. Sus méritos son simplicidad del operador, corto tiempo de medición, precisión y estabilidad. La PS es ampliamente utilizada para medir paquetes y objetos por unidades e individuos.

PS-B30 30kg x 0.01kg / 66lb x 0.02lb

PS-B60 60kg x 0.02kg / 132lb x 0.05lb

PS-B150 150kg x 0.05kg / 330lb x 0.01lb

PS-B200 200kg x 0.1kg / 440lb x 0.2lb

Especificaciones

- Base de aluminio fundido a presión.
- Plataforma grande de acero inoxidable.
- Tamaño de la plataforma (Platillo mm): 310x400mm.
- Puerto RS232.
- Dimensión: 310 * 400 * 45 mm.
- Adaptador de CA; Baterías 110 o 220V AC, 50 / 60Hz o 4 x AAA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO