

## BALANZA CON ESCALA PEDIÁTRICA CON SILLA



Armazon de metal robusta.

Con un asiento de silla de seguridad de plástico y cinturón de 5 o 3 puntos.

Pantalla grande y clara.

Teclado con código de color, sellado.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala Pediátrica con Silla

Balanza Belltronic DPS-30CH

#### Características estándar:

- Capacidad: 30000g (30kg) x 5g (0.005kg). / 66lb x 0.01lb
- Armazon de metal robusta.
- Con un asiento de silla de seguridad de plástico y cinturón de 5 o 3 puntos.
- Pantalla grande y clara.
- Teclado con código de color, sellado.
- Función de mantenimiento.
- Calibración externa.
- Tara de rango completo.
- Protección contra sobrecarga.
- Batería recargable / fuente de alimentación (estándar).
- Función de apagado automático.
- Cambio de unidades - Cambios LB/KG.
- Interfaz RS232 / puerto de dispositivo USB.
- Opción: transmisión inalámbrica de datos Bluetooth / 360°.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO