


## BALANZA CON ESCALA PEDIÁTRICA DIGITAL



Carcasa de metal robusta.  
Cuna de bandejas fáciles de limpiar.  
Pantalla grande y clara.  
Teclado con código de color, sellado.  
Función de Mantenimiento.  
Calibración externa.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala Pediátrica Digital

Balanza Belltronic DPS-60

#### Características estándar:

- 60000g (60kg) / 130lb.
- Carcasa de metal robusta.
- Cuna de bandejas fáciles de limpiar.
- Pantalla grande y clara.
- Teclado con código de color, sellado.
- Función de Mantenimiento.
- Calibración externa.
- Tara de rango completo.
- Protección contra sobrecarga.
- Batería recargable / fuente de alimentación (estándar).
- Función de apagado automático.
- Cambio de unidades - Cambios LB/KG.
- Interfaz RS232 / puerto de dispositivo USB.
- Opción: transmisión inalámbrica de datos Bluetooth / 360°.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO