

## BALANZA CON ESCALA PEDIÁTRICA MECÁNICA



Es ampliamente aplicable para los negocios, escuelas, hospitales y departamentos de clínicas. Da una elección de libras o kilogramos o ambos.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala Pediátrica Mecánica

Balanza Belltronic MPS-60

La MPS-60 es ampliamente aplicable para los negocios, escuelas, hospitales y departamentos de clínicas. Da una elección de libras o kilogramos o ambos. Escalas ligeras y atractivas, este modelo contiene una estructura inferior resistente, resistencia a la oxidación, vigas de doble lectura y fundición a presión.

Las bandejas de poliestireno fáciles de limpiar sostienen a los bebés de forma segura en estos sistemas de balanzas confiables y portátiles. Da la opción de libras o kilogramos o ambos.

#### Características estándar:

- Capacidad de lectura dual.
- Cuerpo de acero esmaltado robusto.
- Viga fundida a presión.
- Infraestructura de escala robusta.
- Operación fácil con dos pesos deslizantes.
- Capacidad: 60000g (60kg) x 50g (0.05kg) (130 lb x 2 oz).
- Tamaño de la bandeja: 610mm x 420mm x 68mm / 24 "(L) 16.5" (An) 2.7 "(Al).
- Dimensión general: 530mm (L) x 610mm (W) x690mm (H) / 21"(L) 24" (An) 27.2"(Al).
- Peso Neto: 14.5kg (32 lb).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO