

## BALANZA CON TAPETE DE MEDICIÓN DE LONGITUD PARA BEBÉS



Hecho de material higiénico fácil de limpiar y que no daña la piel

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic BLM-100

La BLM-100 es ideal para uso portátil, para medir la longitud de los bebés de forma rápida y cómoda. Hecho de material higiénico fácil de limpiar y que no daña la piel. Resistente contra todos los fluidos suaves de desinfección comunes. Lectura solo en cm.

Especificaciones:

- \* Rango de medición: 200-1000mm.
- \* Graduación: 5mm.
- \* Dimensiones: 1260 x 280 x 90mm.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO