

BALANZA CON VARILLA DE MEDICIÓN DE ALTURA



La balanza con varilla de medición de altura telescópica es un clásico favorito.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic HMR-210

La balanza con varilla de medición de altura telescópica HMR-210 es un clásico favorito.

El auricular del estadímetro telescópico HMR-210 está asegurado en ambos lados para mayor precisión y se pliega para un mayor grado de seguridad. En adición, la varilla de altura HMR-210 tiene doble graduación en pulgadas y centímetros.

Cuando se agrega la varilla de medición telescópica HMR-210 a una escala corporal, la barra de altura se convierte en un paquete de pesaje y medición de precisión.

Características estándar:

- Para ser utilizado en 3 posiciones:
- Para medir de pie en la plataforma de pesaje.
- Para medir de pie en el piso.
- Para medir de pie en la pared.
- Unidad de medida: cm solo o cm + pulgada.

Especificaciones:

- Rango de medición: 600-2100 mm.
- Graduación: 1 mm.
- Dimensiones: 93 x 35 x 35 mm.
- Peso Neto: 0.75kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO