

BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 1000G



Balanza de Celda de Carga Belltronic 1000g a 6000g x 0.1g

- Función Principal Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje
- Capacidad Max : 1000g a 6000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 3 kg

SKU: B-01-02-09-0401 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Modelo | XU10001NG | XU20001NG | XU30001NG | XU50001NG | XU60001NG |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código del producto | B-01-02-09-0401 | B-01-02-09-0402 | B-01-02-09-0403 | B-01-02-09-0404 | B-01-02-09-0405 |
| Capacidad Max (g) | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g |
| Legibilidad (g) | 0.1g | | | | |
| Tamaño del Platillo (mm) | Φ160mm | | | | |
| Pantalla | LCD (luz blanca de fondo) | | | | |
| Energía | 110v / 220V, batería seca; Opcional: batería recargable | | | | |
| Dimensión del Esquema (cm) | 30×19×10 | | | | |
| Tamaño del Empaque (cm) | 32×28×15 | | | | |
| Función Principal | Transformación de unidades, recuento, porcentaje | | | | |
| Interfaz | RS232 | | | | |
| Opcional | Batería recargable, gancho para peso inferior, impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica) | | | | |
| Peso Bruto (kg) | 3 | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO