

## BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 6000G



Balanza de Celda de Carga Belltronic 1000g a 6000g x 0.1g

- Función Principal Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje
- Capacidad Max : 1000g a 6000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 3 kg

**SKU:** B-01-02-09-0405 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

	XU10001NG	XU20001NG	XU30001NG	XU50001NG	XU60001NG
Modelo	XU10001NG	XU20001NG	XU30001NG	XU50001NG	XU60001NG
Código del producto	B-01-02-09-0401	B-01-02-09-0402	B-01-02-09-0403	B-01-02-09-0404	B-01-02-09-0405
Capacidad Max (g)	1000g	2000g	3000g	5000g	6000g
Legibilidad (g)	0.1g				
Tamaño del Platillo (mm)	Φ160mm				
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)				
Energía	110v / 220V, batería seca; Opcional: batería recargable				
Dimensión del Esquema (cm)	30×19×10				
Tamaño del Empaque (cm)	32×28×15				
Función Principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje				
Interfaz	RS232				
Opcional	Batería recargable, gancho para peso inferior, impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica)				
Peso Bruto (kg)	3				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO