


BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 300G



Balanza De Celda de Carga Belltronic

La balanza De Celda De Carga, tiene una capacidad de 100g a 1000g, con una Precisión de 0,01g, un protector de vidrio contra el viento, y una interfaz RS232.

- Capacidad Max.: 100g a 1000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto (kg) : 2

SKU: B-01-02-03-0403 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-02-03-0401	B-01-02-03-0402	B-01-02-03-0403	B-01-02-03-0404	B-01-02-03-0405	B-01-02-03-0406
Modelo	XU1002B	XU2002B	XU3002B	XU5002B	XU6002B	XU10002B
Capacidad Max. (g)	100g	200g	300g	500g	600g	1000g
Legibilidad (g)	0.01g					
Tamaño del platillo (mm)	Φ115mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	220V/110V Batería recargable (opcional)					
Dimensión del esquema (cm)	26×18×25					
Tamaño de embalaje (cm)	28×21×16					
Función principal	Pantalla (doble) , transformación de unidades, conteo, porcentaje					
Estándar	Interfaz RS232, Protector de vidrio contra el viento					
Opcional	Batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica)					
Peso Bruto (kg)	2 kg					

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO