


## BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 1000G



### Balanza De Celda de Carga Belltronic

La balanza De Celda De Carga, tiene una capacidad de 100g a 1000g, con una Precisión de 0,01g, un protector de vidrio contra el viento, y una interfaz RS232.

- Capacidad Max.: 100g a 1000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto (kg) : 2

**SKU:** B-01-02-03-0406 | **Categorías:** [0.01g/0.02g/0.05g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-02-03-0401	B-01-02-03-0402	B-01-02-03-0403	B-01-02-03-0404	B-01-02-03-0405	B-01-02-03-0406
Modelo	XU1002B	XU2002B	XU3002B	XU5002B	XU6002B	XU10002B
Capacidad Max. (g)	100g	200g	300g	500g	600g	1000g
Legibilidad (g)	0.01g					
Tamaño del platillo (mm)	Φ115mm					
Pantalla	LCD ( luz blanca de fondo)					
Energía	220V/110V Batería recargable (opcional)					
Dimensión del esquema (cm)	26×18×25					
Tamaño de embalaje (cm)	28×21×16					
Función principal	Pantalla (doble) , transformación de unidades, conteo, porcentaje					
Estándar	Interfaz RS232, Protector de vidrio contra el viento					
Opcional	Batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica)					
Peso Bruto (kg)	2 kg					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO