

## BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 5KG



Balanza de Celda De Carga Belltronic

- Capacidad Max : 2000g a 10000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 3 kg

**SKU:** B-01-02-09-0503 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU20001DG	XU30001DG	XU50001DG	XU60001DG	XU80001DG	XU100001DG
Código Del Producto	B-01-02-09-0501	B-01-02-09-0502	B-01-02-09-0503	B-01-02-09-0504	B-01-02-09-0505	B-01-02-09-0506
Capacidad Max. (g/kg)	2000g	3000g	5000g	6000g	8000g	10000g(10kg)
Legibilidad (g)	0.1g					
Tamaño del Platillo (mm)	Φ160mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	220V / 110V; batería recargable (opcional)					
Dimensión del Esquema (cm)	33×21×10					
Tamaño del Empaque (cm)	33×28×15					
Función Principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Interfaz	RS232 Batería recargable; gancho para peso inferior,					
Opcional	impresora (impresora matricial, impresora térmica)					
Peso Bruto (kg)	3					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO