

## BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 2KG



### Balanza de Celda de Carga Belltronic

- Pantalla : LCD (luz de fondo blanca)
- Energía : 110v / 220v; batería recargable (opcional)
- Función Principal : Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje
- Capacidad Max 2000g a 10000g
- Legibilidad (g) 0.1
- Peso Bruto (kg) 3

**SKU:** B-01-02-09-0301 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU20001LG	XU30001LG	XU50001LG	XU60001LG	XU80001LG	XU100001LG
Código del producto	B-01-02-09-0301	B-01-02-09-0302	B-01-02-09-0303	B-01-02-09-0304	B-01-02-09-0305	B-01-02-09-0306
Capacidad Max (g)	2000g	3000g	5000g	6000g	8000g	10000g
Legibilidad (g)	0.1g					
Tamaño del Platillo (mm)	165×165					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	110v / 220v; batería recargable (opcional)					
Dimensión del Esquema (cm)	25×18×8					
Tamaño del Empaque (cm)	33×28×15					
Función Principal	Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje					
Estándar	Manual de instrucciones					
Opcional	Interfaz RS232, batería recargable, gancho para peso inferior					
Peso Bruto (kg)	3					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso Bruto (kg)

[3](#)

COTECNO