

## BALANZA DE CELDA DE CARGA / DE PISO BELLTRONIC 8KG



Balanza de Celda de Carga / de Piso

- Tamaño del Platillo (mm) 310×220
- Energía : 220V / 110V; batería recargable (opcional)
- Capacidad Max : 6000g a 30000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 6kg

**SKU:** B-01-02-09-0202 | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU60001C	XU80001C	XU100001C	XU150001C	XU200001C	XU300001C
Código del producto	B-01-02-09-0201	B-01-02-09-0202	B-01-02-09-0203	B-01-02-09-0204	B-01-02-09-0205	B-01-02-09-0206
Capacidad Max (g)	6000g	8000g	10000g (10kg)	15000g (15kg)	20000g (20kg)	30000g (30kg)
Legibilidad (g)	0.1g					
Tamaño del Platillo (mm)	310×220mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	220V / 110V; batería recargable (opcional)					
Dimensión del Esquema (cm)	32×30×35					
Tamaño del Empaque (cm)	38×22×25					
Función Principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Opcional	Interfaz RS232, batería recargable.					
Peso Bruto (kg)	6					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO