

BALANZA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DE DENSIDAD PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 200G



Balanza de Gravedad Específica y de Densidad para Sólidos y Líquidos con interfaz RS232, Fácil operación.

Capacidad Max (g) 100g a 500g (depende del modelo)

Legibilidad: (0.0001g / 0,1 mg) - (0.001g /1 mg) (depende del modelo)

Peso Bruto (kg) 10 kg

SKU: B-01-02-01-0602 | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Código de Producto | B-01-02-01-0601 | B-01-02-01-0602 | B-01-02-01-0603 | B-01-02-01-0604 | B-01-02-01-0605 | B-01-02-01-0606 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo | GB2104K | GB2004K | GB1004K | KB5003K | KB3003K | KB2003K |
| Capacidad (g) | 210g | 200g | 100 g | 500g | 300g | 200g |
| Legibilidad (g/mg) | 0.0001g (0,1mg) | 0.0001g (0,1mg) | 0.0001g (0,1mg) | 0.001g (1mg) | 0.001g (1mg) | 0.001g (1mg) |
| Tamaño de Platillo (mm): | Ø80mm ~ 90mm | | | | | |
| Pantalla | LCD | | | | | |
| E / S: | RS232 | | | | | |
| Energía: | 220 V / 110 V | | | | | |
| Unidad | ct, oz, etc. | | | | | |
| Estándar | Kits de densidad; peso de calibración | | | | | |
| Opcional | | | | | | |
| Dimensión del esquema (cm) | 34.5×21.5×34 | | | | | |
| Tamaño del Empaque (cm): | 48×38×52 | | | | | |
| Peso Bruto (kg) | 10 kg | | | | | |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO