


## BALANZA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DE DENSIDAD PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 100G



Balanza de Gravedad Específica y de Densidad para Sólidos y Líquidos con interfaz RS232, Fácil operación.

**Capacidad Max (g)** 100g a 500g (depende del modelo)

**Legibilidad:** (0.0001g / 0,1 mg) - (0.001g /1 mg) (depende del modelo)

**Peso Bruto (kg)** 10 kg

**SKU:** B-01-02-01-0603 | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-01-0601	B-01-02-01-0602	B-01-02-01-0603	B-01-02-01-0604	B-01-02-01-0605	B-01-02-01-0606
Modelo	GB2104K	GB2004K	GB1004K	KB5003K	KB3003K	KB2003K
Capacidad (g)	210g	200g	100 g	500g	300g	200g
Legibilidad (g/mg)	0.0001g (0,1mg)	0.0001g (0,1mg)	0.0001g (0,1mg)	0.001g (1mg)	0.001g (1mg)	0.001g (1mg)
Tamaño de Platillo (mm):	Φ80mm ~ 90mm					
Pantalla	LCD					
E / S:	RS232					
Energía:	220 V / 110 V					
Unidad	ct, oz, etc.					
Estándar	Kits de densidad; peso de calibración					
Opcional						
Dimensión del esquema (cm)	34.5×21.5×34					
Tamaño del Empaque (cm):	48×38×52					
Peso Bruto (kg)	10 kg					

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO