

**BALANZA DE DENSIDAD DEL LÍQUIDO (GRAVEDAD ESPECÍFICA)  
BELLBALANZDENLIQ-5D**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanza de gravedad especifica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza de densidad del líquido (gravedad específica) BellBalanzDenLiq-5D

Esta balanza se aplica ampliamente para medir resina, metal, vidrio y líquido químico en electrónica, caucho, alimentos, papel y maquinaria.

#### Características de la Balanza (gravedad específica):

- La adopción de almohadilla de ágata garantiza una buena flexibilidad y precisión del equilibrio.
- Substancialmente el paquete se utiliza para una buena portabilidad y fácil operación.
- Las piezas clave están hechas de acero inoxidable con alta intensidad y buena estabilidad.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellBalanzDenLiq-5D
Rango de gravedad específica	0~2.000
Estándar	1,00 para el agua pura en la temperatura de 20 °C
Capacidad de descarga plomada	5cm <sup>3</sup>
Precisión	0.001
Tamaño externo	215*90*262mm
Tamaño del paquete	255*186*133mm
Peso neto (kg)	1.5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO