

## BALANZA DE ESCALA DIGITAL CON SILLA



Capacidad: 200kg / 440lbs.  
Graduación: 50g / 0.1lbs.  
Libras a kilogramos cambiables.  
Batería cargada.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic BellBalEscSil-200A

Características estándar:

- Capacidad: 200kg / 440lbs.
- Graduación: 50g / 0.1lbs.
- Libras a kilogramos cambiables.
- Batería cargada.
- Desconexión automática.
- Descansos de reposamanos y pies
- Función de tara.
- Asiento y rodillos con forma ergonómica.
- Frenos de rueda.
- Manilla de empuje para facilitar el transporte.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO