

BALANZA DE ESTACIÓN DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA



Altura completamente automática, pantalla de peso con cálculo del índice de masa corporal y pantalla LCD fácil de leer.

Altura de medición de la técnica ultrasónica (sin tocar).

Función de auto verificación.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de Estación de Medición Automática

Balanza Belltronic Automática

Características estándar:

- Altura completamente automática, pantalla de peso con cálculo del índice de masa corporal y pantalla LCD fácil de leer.
- Altura de medición de la técnica ultrasónica (sin tocar).
- Función de auto verificación.
- Teclado con código de color, sellado.
- Función de mantenimiento.
- Calibración externa.
- Rango de tara completo.
- Protección de sobrecarga.
- Función de apagado automático.
- Cambio de unidades - cambios LB/KG.
- Interfaz RS-232.

Especificaciones:

- Capacidad: 300kg / 660lbs.
- Exactitud: 0.1kg / 0.2lbs.
- Rango de medición de altura: 70-200cm.
- Graduación: 1mm.
- Temperatura ambiente: 10-40 °C, 20% -85%PH.
- Gran pantalla LCD.
- Plataforma: 360x570 mm / 14"x22.4".
- Fuente de alimentación: AC 110 / 220V 50/60 Hz, + 4 Baterías AA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO