

BALANZA DE HIDROSTATICA / DENSIDAD BELLTRONIC 100G A 200G



Balanza de Hidrostatica / Densidad Belltronic

- Tamaño del Platillo (mm) : $\Phi 100\text{mm}$
- Energía : 220V/110V
- Unidades : ct,oz,etc



Capacidad Max (g) : 100g a 200g

Legibilidad (g) : 0.01g

Peso Neto (kg) : 3 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza Hidrostática / Densidad](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-06-0101	100	
	B-01-02-06-0102	200	

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-02-06-0101	B-01-02-06-0102
Modelo	NE-100	NE-200
Capacidad Max (g)	100g	200g
Legibilidad (g)	0.01g	
Tamaño del Platillo (mm)	Φ100mm	
Pantalla	LCD	
E/S	RS232	
Energía	220V/110V	
Unidades	ct,oz,etc	
Dimensión del esquema (cm)	25×18×25	
Tamaño de embalaje (cm)	34×26×25	
Peso Neto (kg)	3 kg	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO