

BALANZA DE MALETÍN CON ESCALA DE RECEPCIÓN



Gracias a su diseño de estilo "maletín" y su tamaño compacto, esta balanza de recepción mecánica se guarda fácilmente y fuera del camino cuando no esté en uso

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas de Parcelas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic BRS

Gracias a su diseño de estilo "maletín" y su tamaño compacto, esta balanza de recepción mecánica se guarda fácilmente y fuera del camino cuando no esté en uso. La función de bloqueo de memoria innovadora de la balanza del maletín hace que sea fácil pesar paquetes voluminosos bloqueando el dial en su lugar, incluso después de que el paquete ha sido removido. Su exterior de acero inoxidable duradero y componentes internos a prueba de polvo hace frente a las duras demandas de cualquier entorno.

Características estándar:

- Plataforma de perfil bajo.
- Tamaño compacto para almacenamiento fácil y fuera del camino.
- La plataforma antideslizante mantiene los contenedores en su lugar.
- Mecanismo interno a prueba de polvo.
- Bloqueo de memoria bloquea las lecturas cuando el disco está oscurecido por elementos más grandes.
- Acabado en esmalte para una protección fuerte.

Especificaciones Técnicas

Modelo	BRS-100	BRS-114	BRS-250/S*
Capacidad	100 lb	114 kg	250 lb
División d	1 lb	0.5 kg	1 lb
Dimen. General	13 1/4 x 10 1/2 x 3 7/8 inch 337 x 267 x 98 mm		
Dimen. Carton	376 x 226 x 376 mm		
Peso del Cartón de Envío	9.07 kg		
Contenedor 20'GP	1800 pzs		
Contenedor 40'GP	3650 pzs		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO