

BALANZA DE ORO



SKU: N / A | **Categorías:** [Densimetro o balanza para joyería, medición de quilates y oro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic ES-DG

La serie ES-DG adopta el principio de Arquímedes, es una combinación de balanza electrónica y dispositivo de prueba de densidad, puede pesar o probar densidad, operación fácil. Esta serie es ampliamente utilizada en las industrias de fabricación e inspección de metales preciosos.

Características:

- Medición de la densidad del oro, la pureza del oro y el valor de K.
- Soporte de densidad completo de acero inoxidable.
- Puerto de comunicación estándar RS232, darse cuenta de la comunicación entre los datos y la computadora, impresora u otro dispositivo.
- Seleccione el dispositivo de pesado de gancho inferior.
- Seleccione la interfaz USB.
- Seleccione impresora térmica.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto

Modelo	ES-120DG	ES-200DG	ES-300DG
Capacidad (g)	120g	200g	300g
Legibilidad (g)	0.001g		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO