


## BALANZA DE PESAJE BELLTRONIC 2000G X 1MG



### Balanza de Pesaje Belltronic

- Tamaño del Platillo (mm):  $\Phi$ 128mm
- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Unidades : g,ct,oz, ozt
- Capacidad Max 2000
- Legibilidad : (0.001 / 1mg)
- Peso Bruto :10

**SKU:** B-01-02-02-0100 | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-02-02-0100
Modelo	XU20003
Capacidad Max (g)	2000g
Legibilidad (g/mg)	0.001g (1mg)
Tamaño del Platillo (mm)	Φ128mm
Pantalla	LCD (luz de fondo blanca)
E / S	RS232C
Energía	AC(220-240V 50HZ/110-120V 60HZ)
Unidades	g,ct,oz, ozt
Dimensiones del Esquema	29.5cmx20.5cmx32cm
Empaque (cm)	52*40*50cm
Opciones	Adaptador, guardapolvo, cepillo, pinzas, manual en ingles
Peso Bruto (kg)	10
Peso Neto (kg)	8

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO